

KERN 911-013-001

Farbband für Drucker KERN 911-013

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage

Bauform

Material	Kunststoff
----------	------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	11×3,5×0,5 mm
Nettogewicht	0,084 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

