

# KERN 911-013-001

Nastro colorato per stampante KERN 911-013

# KERN



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

## Design

Materiale	plastica
-----------	----------

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	11×3,5×0,5 mm
Peso netto	0,084 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

