


KERN AC 08

KERN

Piastra circolare per prove di compressione fino a 5 kN (es. plastica), \varnothing 49 mm, filettatura interna: M10



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Piastra circolare

Design

Materiale	metallo
Materiale alloggiamento	metallo
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M10
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	5 kN

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×25 mm
Peso netto	0,32 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,35 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,34 kg

Pittogrammi

STANDARD

