

# KERN AC 08R

**KERN**

Piastra circolare per prove di compressione fino a 5 kN (es. plastica),  $\varnothing$  49 mm, filettatura interna: M10



Categoria	
Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Piastra circolare

Design	
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	50×50×25 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	50×50×25 mm
Materiale	acciaio
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M10
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	5 kN

Imballaggio e spedizione	
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×10 mm
Peso netto	0,16 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,17 kg

## Pittogrammi

STANDARD

