

KERN AC 46

KERN

Dispositif rectangulaire plat pour la mesure de force sur le dos, sur la cage thoracique ou le bras jusqu'à 1 kN, filetage intérieur : M6



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	120×50×28 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	120×50×28 mm
Matériau	aluminium
Matériau boîtier	aluminium
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M6

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	120×50×28 mm
Poids net	0,18 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

Pictogrammes

STANDARD

