

KERN AC 47

KERN

Soporte redondo para la medición de partes musculares puntuales como, por ejemplo, el hombro hasta 1 kN, rosca interior: M6



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	80×80×25 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	80×80×25 mm
Material	aluminio
Material de carcasa	aluminio
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado M6

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	80×80×25 mm
Peso neto	0,16 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,18 kg

Pictogramas

STANDARD

