

KERN AC 47

KERN

Dispositivo a forma rotondo per la misurazione di specifiche parti della muscolatura, come ad esempio quelle della spalla fino a 1 kN, filettatura interna: M6



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	80×80×25 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	80×80×25 mm
Materiale	alluminio
Materiale alloggiamento	alluminio
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M6

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	80×80×25 mm
Peso netto	0,16 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,18 kg

Pittogrammi

STANDARD

