

KERN AC 47

KERN

Sensor redondo para a medição de força de até 1 kN de grupos de músculos específicos como, p. ex., ombro, rosca interna: M6



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	80×80×25 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	80×80×25 mm
Material	alumínio
Material da caixa	alumínio
Montagem - dissipação de força	Furo roscado M6

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×80×25 mm
Peso líquido	0,16 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,18 kg

Pictogramas

STANDARD

