

KERN AD 0086



Mordentes com padrão piramidal



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Mandíbulas em pirâmide

Desenho

Dimensões (L×P×A)	40×34×8 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	40×34×8 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	40×34×8 mm
Material	aço, niquelado
Material caixa do ecrã	aço, endurecido
Força de tração/força de pressão [Max]	10 kN
Largura máxima de aperto	40 mm
Vão máximo	10 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	14 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	40×34×8 mm
Peso líquido	0,8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,8 kg

Pictogramas

STANDARD

