

# KERN AHMO D02

**KERN**

Testblok type D/DC, nauwkeurigheid  $\geq 4$  HL,  $\varnothing 90$  mm ( $\pm 1$  mm), nettogewicht ca. 2,7 kg, hardheidsbereik  $790 \pm 40$  HL



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Hardheidsvergelijgingsplaat

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	90x90x52 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	90x90x52 mm
Materiaal	staal

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	90x90x54 mm
Nettogewicht	2,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Brutogewicht ca.	2,8 kg
Verzendgewicht	2,71 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-132
---------------------------------------	---------

## Pictogrammen

STANDARD

