

KERN ALT-A02

KERN

Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte $\leq/\geq 1$, nur für Modelle mit Ablesbarkeit [d] = 0,001 g



Kategorie

| | |
|------------------|-------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 390×290×135 mm |
| Nettogewicht | 0,66 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,70 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,6 kg |
| Versandgewicht | 3,1 kg |

Piktogramme

STANDARD

