

# KERN ALT-A02

**KERN**

Set para la determinación de la densidad de líquidos y materiales sólidos con una densidad  $\leq/\geq 1$ , sólo para modelos con lectura [d] = 0,001 g



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	390×290×135 mm
Peso neto	0,66 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envío	3,1 kg

## Pictogramas

STANDARD

