

KERN ALT-A02

KERN

Set per la determinazione di densità di liquidi e solidi con densità $\leq/\geq 1$, solo per modelli con lettura [d] = 0,001 g



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	390×290×135 mm
Peso netto	0,66 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	1,6 kg
Peso di spedizione	3,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

