

KERN ALT-A02

KERN

Set voor dichtheidsbepalingen van vloeistoffen en vaste stoffen met een dichtheid $\leq/\geq 1$, alleen voor modellen met afleesbaarheid [d] = 0,001 g



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	390x290x135 mm
Nettogewicht	0,66 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	3,1 kg

Pictogrammen

STANDARD

