


# KERN ASU-01

**KERN**

Kalibrator zur regelmäßigen Justage des Schallpegelmessgeräts



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

## Bauform

Material	8 cm x 6 cm x 18 cm
----------	---------------------

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	185×80×55 mm
Nettogewicht	0,27 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,35 kg

## Piktogramme

STANDARD

