

KERN ATB-US0 1

Sonda a ultrasuoni; 5 MHz, \varnothing 6 mm

KERN



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Sonda

Design

Materiale	alluminio
-----------	-----------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,06 kg

Pittogrammi

STANDARD

