

KERN ATB-US02

Ultraschall-Sonde; 5 MHz, \varnothing 12 mm

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Sonde

Bauform

Material	Aluminium
----------	-----------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×2 mm
Nettogewicht	0,101 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,104 kg

Piktogramme

STANDARD

