

# KERN ATB-US03

**KERN**

Gel de acoplamiento ultrasónico, paquete de recambio, aprox. 70 ml



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×100×2 mm
Peso neto	0,016 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envío	0,1 kg

## Pictogramas

### STANDARD

