

KERN ATB-US03

KERN

Gel de contact ultrason, recharge, env. 70 ml



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×100×2 mm
Poids net	0,016 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Pictogrammes

STANDARD

