

KERN ATB-US03

KERN

Gel di contatto per ultrasuoni, confezione di ricarica, ca. 70 ml



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×2 mm
Peso netto	0,016 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

