

# KERN ATB-US06

Ultraschall-Sonde; 5 MHz,  $\varnothing$  8 mm

**KERN**



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Sonde

## Bauform

Material	Aluminium
----------	-----------

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×80×2 mm
Nettogewicht	0,044 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

