

# KERN ATE 01

Sensor Typ F

**KERN**



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Sensor

## Bauform

Material	Kunststoff
----------	------------

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	0 °C
Lagertemperatur [Max]	50 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×80×2 mm
Nettogewicht	0,042 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

