

KERN ATE 02

Sensor Typ N

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Sensor

Bauform

Material	Kunststoff
----------	------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	0 °C
Lagertemperatur [Max]	50 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×80×2 mm
Nettogewicht	0,045 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

