

KERN ATU-US01

Ultraschall-Sonde; 2,5 MHz, \varnothing 14 mm

KERN



Kategorie

| | |
|------------------|-------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Messtechnik |
| Produktgruppe | Sonde |

Bauform

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 57×35×35 mm |
| Material | Aluminium |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 150×100×20 mm |
| Nettogewicht | 0,0555 kg |
| Versandart | Paketsdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,10 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Piktogramme

STANDARD

