

# KERN ATU-US01

**KERN**

Sonda a ultrasuoni; 2,5 MHz, Ø 14 mm



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Sonda

## Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	57×35×35 mm
Materiale	alluminio

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×20 mm
Peso netto	0,0555 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

