

# KERN ATU-US01

Sonda de ultrasons; 2,5 MHz,  $\varnothing$  14 mm

# KERN



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Sonda

## Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	57×35×35 mm
Material	alumínio

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×100×20 mm
Peso líquido	0,0555 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Pictogramas

STANDARD

