

KERN BFN-A06

KERN

Stabiler Grubenrahmen, Edelstahl, für Modelle mit Wägeplattengröße B×T×H 1000×1000×80



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Grubenrahmen

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	1085×1085×80 mm
Material	SUS304
Material	Stahl, lackiert
Material Lastzelle(n)	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1445×1140×110 mm
Nettogewicht	33 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	34 kg
Bruttogewicht ca.	40 kg
Versandgewicht	40 kg

Piktogramme

STANDARD

