

# KERN CE P10330



Druckstück (Zentrierung für CD 10-3P1 und CD 20-3P1)



## Kategorie

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Marke            | Sauter      |
| Produktkategorie | Messtechnik |
| Produktgruppe    | Druckstück  |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Bauform

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Stahl, rostfrei |
|----------|-----------------|

## Verpackung & Versand

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit                     | 1 d          |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 95×95×100 mm |
| Nettogewicht                   | 1,608 kg     |
| Versandart                     | Paketdienst  |
| Nettogewicht ca.               | 1,8 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 1,8 kg       |
| Versandgewicht                 | 1,657 kg     |

## Piktogramme

### STANDARD

---

