

KERN CE P10330



Pieza de presión (centrado para CD 10-3P1 y CD 20-3P1)



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology
Grupo de producto	Pieza de empuje

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Diseño

Material	acero inoxidable
----------	------------------

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	95×95×100 mm
Peso neto	1,608 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envío	1,657 kg

Pictogramas

STANDARD

