

# KERN CE P10330

Pièce d'appui (centrage pour CD 10-3P1 et CD 20-3P1)



## Catégorie

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marque                | Sauter              |
| Catégorie de produits | Technique de mesure |
| Groupe de produit     | pièce de butée      |

## Homologation

|          |   |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

## Forme de construction

|          |            |
|----------|------------|
| Matériau | acier inox |
|----------|------------|

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 95×95×100 mm     |
| Poids net                    | 1,608 kg         |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 1,8 kg           |
| Poids brut env.              | 1,8 kg           |
| Poids d'expédition           | 1,657 kg         |

## Pictogrammes

STANDARD

