

KERN CE P10330

Pressore (centraggio per CD 10-3P1 e CD 20-3P1)



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Pezzo di spinta

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Materiale	acciaio inossidabile
-----------	----------------------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	95×95×100 mm
Peso netto	1,608 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,8 kg
Peso lordo ca.	1,8 kg
Peso di spedizione	1,657 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY