

# KERN CE P2018

**KERN**

Stellfuß, vernickelter Stahl, nur passend für Modelle mit Nennlast 2500–5000 kg



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Stellfuß

## Bauform

Material	Stahl, vernickelt
----------	-------------------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×85×110 mm
Nettogewicht	0,904 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,932 kg

## Piktogramme

### STANDARD

