

KERN CE P2024

KERN

Stellfuß, vernickelter Stahl, nur passend für Modelle mit Nennlast 7500–10000 kg



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Stellfuß

Bauform

Material	Stahl, vernickelt
----------	-------------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×100×80 mm
Nettogewicht	1,308 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,4 kg

Piktogramme

STANDARD

