

KERN CE P244011



Dinamometro da carica per CR 1000-3P1, CR 250-3P1, CR 500-3P1, acciaio, incl. pressore



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Materiale	acciaio inossidabile
-----------	----------------------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	255×160×135 mm
Peso netto	4,116 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,2 kg
Peso lordo ca.	4,6 kg
Peso di spedizione	4,522 kg

Pittogrammi