

KERN CE P40210



Lastecke für CT 10000-3P1, CT 10000-3P2, , Stahl, inkl. Druckstück



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

Bauform

Material	Stahl, vernickelt
----------	-------------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	113 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	340×210×180 mm
Nettogewicht	25,013 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	26 kg
Bruttogewicht ca.	26 kg
Versandgewicht	25,5 kg

Piktogramme