

# KERN CE P40210

**KERN**

Dinamometro da carica per CT 10000-3P1, CT 10000-3P2, , acciaio, incl. pressore



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

## Design

Materiale	acciaio, nichelato
-----------	--------------------

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	113 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	340×210×180 mm
Peso netto	25,013 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	26 kg
Peso lordo ca.	26 kg
Peso di spedizione	25,5 kg

## Pittogrammi