

KERN CE P4025

KERN

Lastecke, Stahl, vernickelt, passend für CT 2500-3P1



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

Bauform

Material	Stahl, vernickelt
----------	-------------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×165×145 mm
Nettogewicht	9,389 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	9,083 kg

Piktogramme