

KERN CE P4025

KERN

Dinamometro da carica, acciaio, antiruggine, adatto per CT 2500-3P1



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

Design

Materiale	acciaio, nichelato
-----------	--------------------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	265×165×145 mm
Peso netto	9,389 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	9,083 kg

Pittogrammi