

# KERN CE Q42901

Lastecke mit Abhebesicherung



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

## Bauform

Material	Stahl, verzinkt
----------	-----------------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	320×230×160 mm
Nettogewicht	5,3 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	5,35 kg

## Piktogramme