

# KERN CE R12

**KERN**

Gelenkkopf mit M12-Gewinde, verzinkter Stahl, nur passend für Modelle mit Nennlast  $\leq 750$  kg



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Gelenkkopf

## Bauform

Material	Stahl, verzinkt
----------	-----------------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×100×80 mm
Nettogewicht	0,09 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,2 kg

## Piktogramme

### STANDARD

