

KERN CE R20

KERN

Gelenkkopf mit M20×1,5-Gewinde, verzinkter Stahl, nur passend für Modelle mit Nennlast 2000–5000 kg



Kategorie

| | |
|------------------|-------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Messtechnik |
| Produktgruppe | Gelenkkopf |

Bauform

| | |
|----------|-----------------|
| Material | Stahl, verzinkt |
|----------|-----------------|

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 120×100×80 mm |
| Nettogewicht | 0,348 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,35 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,40 kg |
| Versandgewicht | 0,4 kg |

Piktogramme

STANDARD

