

# KERN CE R20

**KERN**

Scharnierkop met M20×1,5-schroefdraad, verzinkt staal, alleen passend voor modellen met nominale belasting 2000–5000 kg



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Staafeind

## Ontwerp

Materiaal	staal, gegalvaniseerd
-----------	-----------------------

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×100×80 mm
Nettogewicht	0,348 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

