


KERN CE RQ35902

KERN

Cuscinetto, acciaio, antiruggine, adatto per CT



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

Design

Materiale	acciaio inossidabile
-----------	----------------------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	330×230×160 mm
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	2,4 kg

Pittogrammi