


# KERN CE RQ35902

**KERN**

Lager, staal, roestvrij, passend voor CT



## Categorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Merk             | Sauter       |
| Productcategorie | Meettechniek |

## Ontwerp

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Materiaal | roestvrij staal |
|-----------|-----------------|

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Aflesbaarheid kracht [d] (N)  | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 330×230×160 mm |
| Nettogewicht                  | 5 kg           |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 5,0 kg         |
| Verzendgewicht                | 2,4 kg         |

## Pictogrammen