


KERN CE RQ35902

KERN

Mancal, aço inoxidável, apropriado para CT



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição

Desenho

Material	aço inox
----------	----------

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	330×230×160 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso de envio	2,4 kg

Pictogramas