

# KERN CE RR20

**KERN**

Gelenkkopf mit M20×1,5-Gewinde, rostfreier Stahl, nur passend für Modelle mit Nennlast 2500–5000 kg



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Gelenkkopf

## Bauform

Material	Stahl, rostfrei
----------	-----------------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×100×80 mm
Nettogewicht	0,348 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg

## Piktogramme

### STANDARD



1 DAY