

# KERN CE WT1-Y1



Analoger Wägetransmitter zur Verstärkung des DMS Signals mit Strom- oder Spannungsausgang (je nach Modell)



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×160×105 mm
Nettogewicht	0,225 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,6 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage   on request
---	--------------------------

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik-Komponente
Produktgruppe	Analoger Wägetransmitter
Produktfamilie	CE WT

## Messsystem

Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Anzahl Plattformen / Kanäle	1

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display Hinterleuchtung	nein
-------------------------	------

## Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	110×45×32 mm
-----------------------------------	--------------

## Funktionen

Schnittstellen	Analog (4 - 20 mA)
IP-Schutz - Kompletgerät	IP54

## Energieversorgung

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12V
--------------------------------------	-----

## Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	-20 °C
Verwendungstemperatur [Max]	65 °C