

KERN CE WT2-Y2

KERN

Analoger Wägetransmitter zur Verstärkung des DMS Signals mit Strom- oder Spannungsausgang (je nach Modell)



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×160×105 mm
Nettogewicht	0,461 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage on request
---	--------------------------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik-Komponente
Produktgruppe	Analoger Wägetransmitter
Produktfamilie	CE WT

Messsystem

Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Anzahl Plattformen / Kanäle	1

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Hinterleuchtung	nein
-------------------------	------

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	110×45×32 mm
-----------------------------------	--------------

Funktionen

Schnittstellen	Analog (4 - 20 mA)
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65

Energieversorgung

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	24V 1A
--------------------------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	-20 °C
Verwendungstemperatur [Max]	65 °C