

# KERN CH-A01N

**KERN**

Platillo de tara con estribo estribo de sujeción



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Tazón

## Diseño

Forma constructiva	Platillo con abrazadera de retención
Dimensiones (A×P×A)	290×240×340 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	290×240×340 mm
Material	Acero inoxidable

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	330×300×70 mm
Peso neto	0,47 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,70 kg
Peso de envío	1,4 kg

## Pictogramas

STANDARD

