

KERN CJ P2

KERN

Junction box voor de aansluiting van meerdere meetcellen op een analyse-eenheid



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Verbindingsdoos
Productfamilie	CJ P

Meetsysteem

Aantal platforms / kanalen	2
----------------------------	---

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	135×65×38 mm
Materiaal	aluminium

Funcities

Bescherming IP - complete unit	IP65
--------------------------------	------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	185×75×50 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,35 kg

Pictogrammen

STANDARD

